

HOJA DE DATOS DE DIMENSIONAMIENTO

Férulas de dedo & región

Férula de dedo (AID + AIP) (REF 10)



Medida	Longitud de la férula
XXXS (niños pequeño)	4.3 cm
XXS (niños grande)	5.5 cm
S (pequeño)	6.5 cm
L (grande)	7.2 cm
XL (extra grande)	9.7 cm

Ortesis de articulaciones MF (REF 26)



Medida	Anchura de la palma
XXS (niños grande)	< 7 cm
S (pequeño)	7-8 cm
L (grande)	8 cm <

Férula para dedo en martillo (AID) (REF 12)



Medida	Longitud de la férula
S (pequeño)	3 cm
M (medio)	4 cm
L (grande)	5 cm

Ortesis para fracturas del quinto metacarpiano y la muñeca (REF 28)



Medida	Articulación PIP del dedo V. – línea de la muñeca
S (pequeño)	< 10.5 cm
M (medio)	10.6-11.9 cm
L (grande)	12 cm <

Ortesis de pulgar (REF 16)



Medida	Articulación IP - línea de la muñeca
XXS (niños grande)	< 7 cm
S (pequeño)	7-8 cm
M (medio)	8-9 cm
L (grande)	9 cm <

Ortesis de pulgar - Pulgar del esquiador (REF 23/24)



Medida	Articulación PIP del dedo V. – línea de la muñeca
S (pequeño)	< 8 cm
M (medio)	8-9 cm
L (grande)	9 cm <

Ortesis de la articulación en silla de montar para la osteoartritis / síndrome de De Quervain

Ortesis para la articulación en silla de montar del pulgar (REF 37/38)



Medida	Anchura de la palma
XXXS (niños pequeño)	< 5 cm
XXS (niños grande)	5-5.9 cm
XS (extra pequeño)	6-6.9 cm
S (pequeño)	7-7.9 cm
M (medio)	8-9 cm
L (grande)	9 cm <

Ortesis de muñeca para el síndrome del túnel carpiano

Ortesis para el síndrome del túnel carpiano (REF 33/34)



Medida	Anchura de la palma
S (pequeño)	< 8 cm
M (medio)	8-9 cm
L (grande)	9 cm <

Ortesis de muñeca adicionales

Ortesis de trabajo universal para muñeca y síndrome del túnel carpiano (REF 53)



Medida	Anchura de la palma
S (pequeño)	< 8 cm
M (medio)	8cm <

Ortesis para fracturas del escafoides (REF 35/36)



Medida	Anchura de la palma
S (pequeño)	< 8 cm
M (medio)	8-9 cm
L (grande)	9 cm <

Ortesis ulnar de muñeca (REF 39)



Medida	Anchura de la palma
XS (extra pequeño)	< 7 cm
S (pequeño)	7-8 cm
M (medio)	8-9 cm
L (grande)	9 cm <

Ortesis para paresia (muñeca, mano y pulgar) (REF 73/74)



Medida	Longitud de la mano
XS (extra pequeño)	< 16.5 cm
S (pequeño)	16.5-17.5 cm
M (medio)	17.5 <

Ortesis de reposo universal para muñeca y mano (REF 71)



Medida	Longitud de la mano
XXXS (niños pequeño)	< 14.5 cm
XXS (niños grande)	14.5-15.5 cm
XS (extra pequeño)	15.5-16.5 cm
S (pequeño)	16.5-17.5 cm
M (medio)	17.5 cm <

Ortesis palmar de muñeca (REF 70)



Medida	Anchura de la palma
XXXS (niños pequeño)	< 5 cm
XXS (niños grande)	5-5.9 cm
XS (extra pequeño)	6-6.9 cm
S (pequeño)	7-7.9 cm
M (medio)	8 cm <

HOJA DE DATOS DE DIMENSIONAMIENTO

Ortesis de codo

Ortesis universal de codo y muñeca 90°-110° (REF 77)



Medida	Codo – base del dedo
XXXS (niños pequeño)	< 20 cm
XXS (niños grande)	20–22 cm
XS (extra pequeño)	22–26 cm
S (pequeño)	26–30 cm
M (medio)	30–34 cm
L (grande)	34 cm <

Ortesis de reposo para la extremidad inferior

Ortesis universal de reposo para pie y tobillo (REF 75)



Medida	Longitud del pie
XXXS (niños pequeño)	< 18 cm
XXS (niños grande)	18 – 20 cm
XS (extra pequeño)	20 – 22 cm
S (pequeño)	23 – 24,5 cm
M (medio)	25 – 27,5 cm
L (grande)	27,5 cm <

Férulas de infusión

Férula de infusión para adultos (REF 66)



Medida	Longitud de la férula
S (pequeño)	24,5 cm

Armazón para diálisis (REF 61)



Medida	Longitud de la férula
XXS (niños grande)	45 x 18 cm
S (pequeño)	53 x 20 cm
M (medio)	53 x 24 cm

Férulas desinfectables

Férula universal de muñeca y mano (REF 71)




Medida	Longitud de la mano
XS (extra pequeño)	< 16,5 cm
S (pequeño)	16,5–17,5 cm
M (medio)	17,5 <

Férula universal de reposo para la rodilla (REF 76)



Medida	Longitud de la férula
XS (extra pequeño)	50 cm
S (pequeño)	56 cm
M (medio)	67 cm
L (grande)	76 cm

Férula universal de codo y muñeca 90° (REF 79)



Medida	Codo – base del dedo
XS (extra pequeño)	22–26 cm
S (pequeño)	26–30 cm
M (medio)	30–34 cm

Férula universal de reposo para pie y tobillo (REF 75)



Medida	Longitud del pie
XS (extra pequeño)	< 22 cm
S (pequeño)	23 – 25 cm
M (medio)	25 <

Férula costa

Férula costa (REF 60)



Medida	Dimensionen
S (pequeño)	12 X 17 cm
L (grande)	17 x 17 cm

